



Adson DeBakey Forceps - Atraumatic Serrations/Straight/15cm



Ideal für das sanfte, verletzungsfreie Greifen von Gefäßen, Gewebe und anderen empfindlichen Strukturen. Zwei Reihen atraumatischer Zähne greifen in eine gegenüberliegende Reihe atraumatischer Zähne.

Allgemein

Produktnummer	11616-15
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated
EAN	4251909502645



Finde 11616-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	28 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	15 cm		
Tipdimensions	1.75 x 1.5 mm		
Tipwidth	1.5 mm		
Tips	DeBakey serrations		
Tipshape	Straight		