



Adson DeBakey Forceps - Atraumatic Serrations/Straight/12.5cm



Ideal für das sanfte, verletzungsfreie Greifen von Gefäßen, Gewebe und anderen empfindlichen Strukturen. Zwei Reihen atraumatischer Zähne greifen in eine gegenüberliegende Reihe atraumatischer Zähne.

Allgemein

Produktnummer	11617-12
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated
EAN	4251909502652



Finde 11617-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	18 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12.5 cm		
Tipdimensions	1.75 x 1.5 mm		
Tipwidth	1.5 mm		
Tips	DeBakey serrations		
Tipshape	Straight		