



Plastic Forceps - Smooth/Sharp Curved/11.5cm



Diese Zange ist säureresistent und kann Temperaturen bis 240 C überstehen. Aus Acetyl gefertigt, einem starken, steifen Kunststoff, der sich durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit und niedrige Feuchtigkeitsempfindlichkeit mit einer hohen Resistenz gegen Lösungsmittel und Chemikalien auszeichnet.

Allgemein

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Produktnummer | 11700-01                    |
| Kategorie     | Forceps & Tweezers > Smooth |
| EAN           | 4251909502713               |



Finde 11700-01 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |              |              |      |
|---------------------|--------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 70 g         | Nettogewicht | 65 g |
| Paketgröße          | 10 Pc.       | Maßeinheit   | PA   |
| Mindestbestellmenge | 1            |              |      |
| Alloymaterial       | Acetyl       |              |      |
| Antimagnetic        | Yes          |              |      |
| Autoclavesafe       | Yes          |              |      |
| Length              | 11.5 cm      |              |      |
| Tipdimensions       | 0.3 x 0.2 mm |              |      |
| Tips                | Sharp        |              |      |
| Tipshape            | Curved       |              |      |