



Plastic Forceps - Smooth/Sharp Angled 45°/11.5cm



Diese Zange ist säureresistent und kann Temperaturen bis 240 C überstehen. Aus Acetyl gefertigt, einem starken, steifen Kunststoff, der sich durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit und niedrige Feuchtigkeitsempfindlichkeit mit einer hohen Resistenz gegen Lösungsmittel und Chemikalien auszeichnet.

Allgemein

Produktnummer	11700-02
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502720



Finde 11700-02 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	70 g	Nettogewicht	65 g
Paketgröße	10 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Acetyl		
Antimagnetic	Yes		
Length	11.5 cm		
Tipdimensions	0.3 x 0.2 mm		
Tips	Sharp		
Tipshape	Angled 45°		