



Plastic Forceps - Smooth/Blunt Straight/11.5cm



Diese Zange ist säureresistent und kann Temperaturen bis 240 C überstehen. Aus Acetyl gefertigt, einem starken, steifen Kunststoff, der sich durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit und niedrige Feuchtigkeitsempfindlichkeit mit einer hohen Resistenz gegen Lösungsmittel und Chemikalien auszeichnet.

Allgemein

Produktnummer	11700-03
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909502737



Finde 11700-03 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	70 g	Nettogewicht	65 g
Paketgröße	10 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Acetyl		
Antimagnetic	Yes		
Length	11.5 cm		
Tipdimensions	1.5 x 0.4 mm		
Tips	Blunt		
Tipshape	Straight		