



Die Balanced #5 Pinzette der Exclusive Line Kollektion hat ein ergonomisches Design und sehr feine Spitzen, die für hohen Komfort und präzises Arbeiten sorgen. Dank des ausgewogenen Griffs und der Gegengewicht-Technologie ermöglicht die Pinzette eine mühelose Handhabung, selbst bei längeren Arbeiten, und bietet dadurch eine bessere Kontrolle und Genauigkeit bei feinen Anpassungen.

Allgemein

Produktnummer	11851-20
Kategorie	Exclusive Line Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909511951



Finde 11851-20 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	65 g	Nettogewicht	32.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	15 cm		
Style	Balanced #5		
Tipdimensions	0.1 x 0.06 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		