



Balanced #5 Forceps - Biology tips/Straight/15cm



Die Balanced #5 Pinzette der Exclusive Line Kollektion hat ein ergonomisches Design und sehr feine Spitzen, die für hohen Komfort und präzises Arbeiten sorgen. Dank des ausgewogenen Griffs und der Gegengewicht-Technologie ermöglicht die Pinzette eine mühelose Handhabung, selbst bei längeren Arbeiten, und bietet dadurch eine bessere Kontrolle und Genauigkeit bei feinen Anpassungen.

Allgemein

Produktnummer	11852-20
Kategorie	Exclusive Line Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909511968



Finde 11852-20 auf [finescience.com](https://www.finesciencetools.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	65 g	Nettogewicht	32.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	15 cm		
Style	Balanced #5		
Tipdimensions	0.05 x 0.02 mm		
Tips	Biology		
Tipshape	Straight		