

F · S · T

#4SG Biology Tweezers Superresistant Alloy



Hochpräzise Pinzetten eignen sich für filigrane Anwendungen, wie beispielsweise das sichere Halten sehr kleiner Bauteile bei gleichzeitig guter Sicht. Das Superlegierungsmaterial gewährleistet verbesserte Leistung unter extremen Bedingungen. Die geriffelte Oberfläche der Griffe sorgt für zusätzlichen Halt und verhindert ein Abrutschen.

Allgemein

Produktnummer	11901-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	4251909512262



Finde 11901-11 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Anti-Magnetic Anti-Acid Superalloy (CX), polished		
Autoclavesafe	Yes		
Length	11 cm		
Style	#4SG		
Tipdimensions	0.06 x 0.03 mm		
Tips	Sharp		
Tipshape	Straight		