



#5/30 Gold Plated Forceps - 30° Angled/Gold Plated Stainless Steel/11.5 cm



Vergoldung sichert die Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren. Diese Pinzette ist perfekt für jede Anwendung, bei der Korrosionsbeständigkeit und Härte besonders von Bedeutung sind. Alle vorgestellten Produkte sind mengenmäßig begrenzt und könnten zukünftig nicht mehr oder nur als Teil des normalen Instrumentensortiments erhältlich sein. Solange der Vorrat reicht.

Allgemein

Produktnummer	11911-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909510121



Finde 11911-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Gold coated Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Tipdimensions	0.1 x 0.09 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Angled 30°		