

F · S · T

## #27 Mirror Finish Forceps - Standard Tips/Straight/13cm



Die Spitzen sind hochglanzpoliert, was ein Verkleben des Gewebes verhindert. Ideal für Embryonen, Nerven oder anderes haftendes Gewebe. Lange und schmale Zangen mit dünnen Spitzen. Alle vorgestellten Produkte sind mengenmäßig begrenzt und könnten zukünftig nicht mehr oder nur als Teil des normalen Instrumentensortiments erhältlich sein. Solange der Vorrat reicht.

## Allgemein

Produktnummer	11923-13
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909510138



Finde 11923-13 auf  
[finescience.com](https://www.finescience.com)

## Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	15 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	13 cm		
Tipdimensions	0.3 x 0.15 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		