



Mini #3E Forceps - Biology Tips/Straight/8cm/Superalloy



Mini-Pinzetten eignen sich für filigrane Arbeiten, bei denen ein sehr kleines Bauteil fest gehalten werden muss und gleichzeitig gute Sichtbarkeit gewährleistet sein soll. Der kurze Schaft ermöglicht einen festeren Griff und eine höhere Benutzerfreundlichkeit. Das Superlegierungsmaterial sorgt für verbesserte Leistung unter extremen Bedingungen.

Allgemein

Produktnummer	11961-08
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	4251909512279



Finde 11961-08 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	9 g	Nettogewicht	6 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Anti-Magnetic Anti-Acid Superalloy (CX), polished		
Antimagnetic	Yes		
Length	80 mm		
Style	#3E		
Tipdimensions	0.1 x 0.04 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		