



Mini #2A Forceps - Standard Tips/Straight/7cm/Stainless Steel



Mini-Pinzetten eignen sich für filigrane Anwendungen, bei denen ein flaches Bauteil fest gehalten werden muss. Der kurze Körper ermöglicht einen festeren Griff und bietet gleichzeitig eine höhere Benutzerfreundlichkeit.

Allgemein

Produktnummer	11964-07
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	4251909512309



Finde 11964-07 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	9 g	Nettogewicht	6 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Anti-magnetic anti-acid Surgical Stainless Steel (Inox) (sa), sandblasted		
Antimagnetic	Yes		
Autoclavesafe	Yes		
Length	70 mm		
Style	#2A		
Tipdimensions	1.23 x 0.09 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		