



Forceps Kit - Carbon Fiber/Four tip shapes/11.5 cm



Jedes Kit enthält vier verschiedene Pinzetten. Jede einzelne Pinzette ist 11,5 cm lang und gegen elektrostatische Entladung gesichert. Es stehen vier Spitzenformen zur Auswahl: Gerade, Flach, Rund Gerade, Dünn, Scharf Gebogen, Angeschrägt, Spitz Angeschrägt, Kantig, Flach

Allgemein

Produktnummer	11971-90
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909510145



Finde 11971-90 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	32 g
Paketgröße	1 Kit	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon fiber		
Length	11.5 mm		
Tipdimensions	Various		
Tips	Smooth		
Tipshape	Straight & Curved		