



#259 Replaceable Tips Forceps - Straight/0.5 x 0.6 mm/13 cm



Körper aus rostfreiem Stahl mit austauschbaren Spitzen. Die Spitzen bestehen aus Polyvinylidenfluorid und sind gegen elektrostatische Entladung gesichert. Der Körper und die Plastikspitzen sind korrosions- und abriebbeständig. Schraubendreher im Lieferumfang enthalten. Alle vorgestellten Produkte sind mengenmäßig begrenzt und könnten zukünftig nicht mehr oder nur als Teil des normalen Instrumentensortiments erhältlich sein. Solange der Vorrat reicht.

Allgemein

Produktnummer	11980-13
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	4251909510169



Finde 11980-13 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	30 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) body with plastic tips		
Length	13 cm		
Tipdimensions	0.5 x 0.6 mm		
Tips	Replaceable		
Tipshape	Straight		