



#7 Plastic Replacement Tips - 0.5 x 0.5 mm/4cm/Curved/Very Fine



Kit mit zwei Spitzen aus Polyvinylidenfluorid mit drei Schrauben. Gegen elektrostatische Entladung gesichert. Die Spitzen bestehen aus Polyvinylidenfluorid und sind gegen elektrostatische Entladung gesichert. Kompatibel mit Artikel #11980-13

Allgemein

Produktnummer	11988-03
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909510190



Finde 11988-03 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	3 g
Paketgröße	1 Pk	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	PVDF		
Antimagnetic	Yes		
Length	4 cm		
Tipdimensions	0.5 x 0.5 mm		
Tips	Smooth		
Tipshape	Curved / Very fine		