



Diamantbeschichtung verbessert die Korrosionsbeständigkeit und bietet zudem größeren Schutz vor Verschleiß, wodurch sowohl die Lebensdauer der Werkzeuge verlängert als auch die Griffigkeit an der Spitze erhöht wird. Alle vorgestellten Produkte sind mengenmäßig begrenzt und könnten zukünftig nicht mehr oder nur als Teil des normalen Instrumentensortiments erhältlich sein. Solange der Vorrat reicht.

Allgemein

Produktnummer	11990-14
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	4251909510213



Finde 11990-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Diamond coated Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	14 cm		
Tipdimensions	0.15 x 0.1 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		