



#2A Diamond Coated Forceps - Straight/Diamond Coated/12 cm



Diamantbeschichtung verbessert die Korrosionsbeständigkeit und bietet zudem größeren Schutz vor Verschleiß, wodurch sowohl die Lebensdauer der Werkzeuge verlängert als auch die Griffigkeit an der Spitze erhöht wird. Alle vorgestellten Produkte sind mengenmäßig begrenzt und könnten zukünftig nicht mehr oder nur als Teil des normalen Instrumentensortiments erhältlich sein. Solange der Vorrat reicht.

Allgemein

Produktnummer	11992-12
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth MedTech Line
EAN	4251909510206



Finde 11992-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	17 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Diamond coated Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Tipdimensions	1.65 x 0.05 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		