



Slim Elongated Needle Holder - Tungsten Carbide/Straight/Serrated/15cm/with Lock



Allgemein

Produktnummer	12005-15
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Needle Holders
EAN	4251909502805



Finde 12005-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	24 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Clampinglength	9 mm		
Length	15 cm		
Feature	Tungsten Carbide jaws		
Lockable	Yes		
Scissors	No		
Serrated	Yes		
Tipwidth	1 mm		
Tipshape	Straight		