



Das AutoClip System ist eine sichere alternative Methode des Wundverschlusses. Schneller und einfacher als eine Naht ist dieses System perfekt, wenn Heftklammern eventuell zu dünn sind, um einen ausreichenden Verschluss zu gewährleisten.

## Allgemein

Produktnummer	12020-09
Kategorie	Clamps & Clips > AutoClip® System
EAN	4251909502843



Finde 12020-09 auf  
[finescience.com](https://www.finescience.com)

## Technische Informationen

Versandgewicht	90 g	Nettogewicht	32 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	11.5 cm		
Sterile	No		