



Das AutoClip-System ist eine sichere alternative Methode, um Wunden zu schließen. Dieses System ist schneller und einfacher als die Naht und eignet sich perfekt, wenn Heftklammern zu dünn für einen adäquaten Wundverschluss sind. Komponenten werden separat und als Set verkauft.

Allgemein

Produktnummer	12023-00
Kategorie	Clamps & Clips > AutoClip® System
EAN	4251909502867



Finde 12023-00 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	70 g	Nettogewicht	24 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	No		
Length	12.5 cm		
Sterile	No		