



Diese wiederaufladbare chirurgische Klammerpistole hat eine um 360° drehbare Nase, die eine maximale Sichtbarkeit an der Abgabestelle bietet. Die Klammerpistole ist wiederverwendbar und autoklavierbar. Auch als Teil eines Kits (Nr. 12030-20) erhältlich, das 1 Klammerpistole, 1 Klammerentferner und 12 nicht sterile Klammerpatronen mit je 35 Klammern enthält.

Allgemein

Produktnummer	12030-01
Kategorie	Clamps & Clips > FST System
EAN	4251909502898



Finde 12030-01 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	140 g	Nettogewicht	120 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Autoclavesafe	Yes		
Sterile	No		