



## Surgical Staple Kit - Handle/Remover/12 Non-Sterile Staple Cartridges



Dieser wieder aufladbare Hefter mit einem um 360° drehbaren Aufsatz bietet beste Sicht für den Anwendungspunkt. Die 316L Edelstahlheftklammern sind nicht steril und haben die Eigenschaft der patentierten "Doppeltürme", was für ein schnelles und einfaches Entfernen steht. Die wegwerfbare Klammernkartusche besitzt auch einen Klammernzähler, sodass Sie wissen, wie viele Klammern noch vorhanden sind. Der Griff ist wiederverwendbar und autoklavierbar. Das Set enthält: 1 Klammerngriff (Nr. 12030-01) 12 Klammernkartuschen (Nr. 12030-23) 1 Klammernentferner (Nr. 12030-04)

### Allgemein

Produktnummer	12030-20
Kategorie	Clamps & Clips > FST System
EAN	4251909502911



Finde 12030-20 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

### Technische Informationen

Versandgewicht	555 g	Nettogewicht	530 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Autoclavesafe	Partial		
Sterile	No		