

F · S · T

Single Non-Sterile Staple Cartridge (1 Pack of 35 staples)



Jede Einwegpatrone enthält 35 Klammern und ist mit einer Füllstandsskala versehen. Die unsterilen Klammern sind aus 316L-Edelstahl für eine schnelle und einfache Handhabung. Zur Verwendung mit der chirurgischen Klammerpistole (12030-01).

Allgemein

Produktnummer	12030-22
Kategorie	Clamps & Clips > FST System
EAN	4251909502928



Finde 12030-22 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	22 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	No		
Dimensionstext	6.5 x 4.8 mm		
Sterile	No		