

F · S · T

12 Non-Sterile Staple Cartridges (of 35 staples)



Jede Einwegpatrone enthält 35 Klammern und ist mit einer Füllstandskala versehen. Die unsterilen Heftklammern aus 316L-Edelstahl verfügen über das patentierte "Twin Towers"-Design für eine schnelle und einfache Entnahme. Packung mit 12 Patronen. Zur Verwendung mit der Klammerpistole für chirurgische Klammern (12030-01).

Allgemein

Produktnummer	12030-23
Kategorie	Clamps & Clips > FST System
EAN	4251909502935



Finde 12030-23 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	330 g	Nettogewicht	264 g
Paketgröße	12 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	No		
Dimensionstext	6.5 x 4.8 mm		
Sterile	No		