



Nahtclips sind einfach und schnell mit minimalem Trauma anzubringen. Die Edelstahlclips sind pyrogenfrei, wurden mit verringerten Wundinfektionsraten in Verbindung gebracht und sind weniger reaktiv als herkömmliches Nahtmaterial. Der Applikator hält 20 Clips, die auf einem Gestell vorgeladen sind. Die Clips werden unsteril geliefert. Der Applikator und der Klammerentferner sind mühelos zu verwenden und wenn die Wunde verheilt ist, lassen sich die Clips mit dem dazugehörigen Klammerentferner leicht entfernen.

Allgemein

Produktnummer	12032-07
Kategorie	Clamps & Clips > Reflex® System
EAN	4251909509095



Finde 12032-07 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	100 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Width	7 mm		
Sterile	Yes		