

Diese Klammern sind aus 18/8-Edelstahl hergestellt, antimagnetisch, säureresistent und können mit dem Applikator in Form einer Pinzette problemlos angebracht werden.



### Allgemein

Produktnummer	12040-01
Kategorie	Clamps & Clips > Michel System
EAN	4251909502942



Finde 12040-01 auf  
[finescience.com](https://www.finescience.com)

### Technische Informationen

Versandgewicht	95 g	Nettogewicht	91 g
Paketgröße	1000 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	7.5 x 1.75 mm		
Sterile	No		