


Diese Klammern sind aus 18/8-Edelstahl hergestellt, antimagnetisch, säureresistent und können mit dem Applikator in Form einer Pinzette problemlos angebracht werden.



### Allgemein

Produktnummer	12040-02
Kategorie	Clamps & Clips > Michel System
EAN	4251909502959



Finde 12040-02 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

### Technische Informationen

Versandgewicht	130 g	Nettogewicht	126 g
Paketgröße	1000 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	11 x 2 mm		
Sterile	No		