



Michel Suture Clips - 12 x 2.5mm

Diese Klammern sind aus 18/8-Edelstahl hergestellt, nicht magnetisch, säureresistent und können mit dem Applikator in Form einer Pinzette problemlos angebracht werden.



Allgemein

Produktnummer	12040-03
Kategorie	Clamps & Clips > Michel System
EAN	4251909502966



Finde 12040-03 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	165 g	Nettogewicht	161 g
Paketgröße	1000 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	12 x 2.5 mm		
Sterile	No		