



Castroviejo Micro Needle Holder - Straight/Smooth/9cm/with Lock



Mikromodell mit leicht abgestumpften Spitzen. Wichtiger Hinweis: Niemals mit zu dicken Nadeln verwenden, da das feine Maul dadurch beschädigt werden kann. Nur Mikronadeln mit einem Durchmesser von weniger als 0,2 mm verwend

Allgemein

Produktnummer	12060-01
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Needle Holders MedTech Line Most Popular > Needles, Threats & Holders
EAN	4251909503062



Finde 12060-01 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	7 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	5 mm		
Length	9 cm		
Lockable	Yes		
Scissors	No		
Serrated	No		
Tipwidth	0.6 mm		
Tipshape	Straight		