



Round Handled Micro Needle Holder - Straight/Smooth/12.5cm/with Lock



Runde Griffe erlauben einfache Handhabung mit den Fingern. Wichtiger Hinweis: Niemals mit zu dicken Nadeln verwenden, da das feine Maul dadurch beschädigt werden kann. Nur Mikronadeln mit einem Durchmesser von weniger als 0,2mm verwenden.

Allgemein

Produktnummer	12075-12
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Needle Holders
EAN	4251909503109



Finde 12075-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	16 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	7 mm		
Length	12.5 cm		
Lockable	Yes		
Scissors	No		
Serrated	No		
Tipwidth	0.6 mm		
Tipshape	Straight		