



Round Handled Micro Needle Holder with Suture Cutter - Curved/Smooth/14cm/without Lock



Mikromodell mit leicht abgestumpften Spitzen. Wichtiger Hinweis: Niemals mit zu dicken Nadeln verwenden, da das feine Maul dadurch beschädigt werden kann. Nur Mikronadeln mit einem Durchmesser von weniger als 0,2 mm verwenden.

Allgemein

Produktnummer	12075-14
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Needle Holders
EAN	4251909503116

Finde 12075-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	55 g	Nettogewicht	19 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	5 mm		
Cuttingedge	3.5 mm		
Length	14 cm		
Lockable	No		
Scissors	Yes		
Serrated	No		
Tipwidth	0.8 mm		
Tipshape	Curved		