



Der Kalt Nadelhalter zeichnet sich durch seine außergewöhnliches Design und gute Handhabung aus. Das Verschlussystem schließt weich und sicher und lässt sich mit dem Daumen einfach wieder öffnen. Durch verschiedene Riefensysteme in den Griffflächen (Verzahnung und Kreuzverzahnung mit Blutrinne) ist ein sicheres Halten der Nadel beim nähen gegeben. Der Nadelhalter ist aus Edelstahl gefertigt und kann autoklaviert werden. Es ist eine gerade sowie eine gebogene Variante verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	12080-14
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Needle Holders
EAN	4251909511746



Finde 12080-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	65 g	Nettogewicht	32 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	10 mm		
Length	14 cm		
Lockable	Yes		
Scissors	No		
Serrated	Yes		
Tipwidth	1 mm		
Tipshape	Straight		