



Der Kalt Nadelhalter zeichnet sich durch seine außergewöhnliches Design und gute Handhabung aus. Das Verschlussystem schließt weich und sicher und lässt sich mit dem Daumen einfach wieder öffnen. Durch verschiedene Riefensysteme in den Griffflächen (Verzahnung und Kreuzverzahnung mit Blutrinne) ist ein sicheres Halten der Nadel beim nähen gegeben. Der Nadelhalter ist aus Edelstahl gefertigt und kann autoklaviert werden. Es ist eine gerade sowie eine gebogene Variante verfügbar.

Allgemein

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Produktnummer | 12081-14                                    |
| Kategorie     | Needles, Threads & Holders > Needle Holders |
| EAN           | 4251909511753                               |



Finde 12081-14 auf [finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |      |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 65 g                            | Nettogewicht | 32 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |      |
| Clampinglength      | 10 mm                           |              |      |
| Length              | 14 cm                           |              |      |
| Lockable            | Yes                             |              |      |
| Scissors            | No                              |              |      |
| Serrated            | Yes                             |              |      |
| Tipwidth            | 1 mm                            |              |      |
| Tipshape            | Curved                          |              |      |