



Halsey Needle Holder - Tungsten Carbide/Straight/Serrated/12cm/with Lock



Allgemein

Produktnummer	12500-12
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Needle Holders Most Popular > Needles, Threats & Holders
EAN	4251909503147



Finde 12500-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	17 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Clampinglength	12.5 mm		
Length	12 cm		
Feature	Tungsten Carbide jaws		
Lockable	Yes		
Scissors	No		
Serrated	Yes		
Tipwidth	1.4 mm		
Tips	Cross Serrated Tungsten Carbide		
Tipshape	Straight		