



Olsen-Hegar Needle Holder with Suture Cutter - Tungsten Carbide/Straight/Serrated/14cm/with Lock



Allgemein

Produktnummer	12502-14
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Needle Holders
EAN	4061706043957



Finde 12502-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	29 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Clampinglength	8 mm		
Cuttingedge	15 mm		
Length	14 cm		
Feature	Tungsten Carbide jaws		
Lockable	Yes		
Scissors	Yes		
Serrated	Yes		
Tipwidth	2 mm		
Tips	Cross Serrated Tungsten Carbide		
Tipshape	Straight		