



Ryder Mini-Select Needle Holder - Tungsten Carbide Dust
Tips/Straight/15cm/with Lock



Die Spitzen sind hartmetallbeschichtet und geben dadurch der Grifffläche einen besonders sicheren Griff.

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	12505-15
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Needle Holders
EAN	4251909503192



Finde 12505-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	27 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Clampinglength	15 mm		
Length	15 cm		
Feature	Tungsten Carbide jaws		
Lockable	Yes		
Scissors	Yes		
Serrated	Yes		
Tipwidth	1.4 mm		
Tips	Cross Serrated Tungsten Carbide		
Tipshape	Straight		