



Mathieu Needle Holder - Tungsten Carbide/Straight/Serrated/14cm/with Lock



Allgemein

Produktnummer	12510-14
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Needle Holders
EAN	4251909503208



Finde 12510-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	33 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Clampinglength	14 mm		
Length	14 cm		
Feature	Tungsten Carbide jaws		
Lockable	Yes		
Scissors	No		
Serrated	Yes		
Tipwidth	2.3 mm		
Tips	Cross Serrated Tungsten Carbide		
Tipshape	Straight		