



Castroviejo Needle Holder - Tungsten Carbide/Straight/Serrated/14cm/with Lock



Allgemein

Produktnummer	12565-14
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Needle Holders MedTech Line
EAN	4251909503222



Finde 12565-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	55 g	Nettogewicht	20 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) with tungsten carbide		
Clampinglength	10 mm		
Length	14 cm		
Feature	Tungsten Carbide		
Lockable	Yes		
Scissors	No		
Serrated	Yes		
Tipwidth	1.5 mm		
Tips	Cross Serrated Tungsten Carbide		
Tipshape	Straight		