



Evo Needle Holder - Straight/Smooth/15cm/without Lock



Eine evolutionäre Serie ergonomischer Instrumente, die leichter als Titan sind, aber trotzdem die Vorteile von Edelstahl haben. Der komplett mit Löchern versehene Federkörper wurde mit einem Stabilitätsstab versehen, um ausbalanciertes Arbeiten zu gewährleisten

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	12800-00
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Needle Holders
EAN	4251909509125



Finde 12800-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	5 mm		
Length	15 cm		
Lockable	No		
Scissors	No		
Serrated	No		
Tipwidth	0.6 mm		
Tipshape	Straight		