

Round-Handled Micro/Macro Needle Holder -
Curved/Smooth/13.5cm/without Lock



Unsere vielseitigen Nadelhalter der Exklusivserie mit rundem Griff eignen sich sowohl für mikroskopische als auch makroskopische Arbeiten. Fein zulaufende Spitzen halten kleine Nadeln bis zu 0,2 mm sicher fest und bieten auch bei größeren Nadeln durch den robusten hinteren Bereich die gleiche Präzision. Der runde Griff ermöglicht schnelle und präzise Bewegungen mit unvergleichlicher Kontrolle.

Allgemein

Produktnummer	12875-13
Kategorie	Exclusive Line Needles, Threads & Holders > Needle Holders MedTech Line
EAN	4251909511975



Finde 12875-13 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	55 g	Nettogewicht	19 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	9 mm		
Length	13.5 cm		
Lockable	No		
Scissors	No		
Serrated	No		
Tipwidth	0.4 mm		
Tipshape	Curved		