



Ultra Fine Hemostat - Smooth/Straight/12cm



Dies sind die feinsten Arterienklemmen in unserem Produktsortiment.

Allgemein

Produktnummer	13020-12
Kategorie	Clamps & Clips > Hemostats
EAN	4251909503376



Finde 13020-12 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	19 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	19 mm		
Length	12 cm		
Tipwidth	0.6 mm		
Tips	Smooth		
Tipshape	Straight		