



Metzenbaum Fino Scissors - Curved/Blunt-Blunt/13cm



Allgemein

Produktnummer	14019-13
Kategorie	Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909503673



Finde 14019-13 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	19 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Bladelength	30 mm		
Cuttingedge	20 mm		
Length	13 cm		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Curved		