

F · S · T

## Metzenbaum Mini Scissors - Straight/Blunt-Blunt/9cm



## Allgemein

Produktnummer	14074-09
Kategorie	Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909503987



Finde 14074-09 auf  
[finescience.com](https://www.finescience.com)

## Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Bladelength	18 mm		
Cuttingedge	12 mm		
Length	9 cm		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		