



Strabismus Scissors - Straight/Blunt-Blunt/11.5cm



Allgemein

Produktnummer	14074-11
Kategorie	Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909503994



Finde 14074-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	20 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	30 mm		
Cuttingedge	20 mm		
Length	11.5 cm		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		