



Spencer Ligature Scissors - Straight/Blunt-Blunt/9cm



Zum Schneiden von Stichen oder Nähten.

Allgemein

Produktnummer	14076-09
Kategorie	Scissors & Micro Scissors
EAN	4061706001346



Finde 14076-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	24 mm		
Cuttingedge	16 mm		
Length	9 cm		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		