



Artery Scissors - Straight/Sharp-Ball Tip/11.5 cm



Die kugelförmige Spitze verhindert eine Verletzung des darunterliegenden Gewebes.

Allgemein

Produktnummer	14080-11
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Fine Scissors
EAN	4251909504069



Finde 14080-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	19 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	2		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	24 mm		
Cuttingedge	16 mm		
Length	11.5 cm		
Feature	1.5 mm Ball Diameter		
Serrated	No		
Tips	Sharp/Ball tip		
Tipshape	Straight		