



Dissecting Scissors - Heavy Blades/Angled to Side/Sharp-Sharp/10cm



Schwere Klingen zum Schneiden feiner Knochen.

Allgemein

Produktnummer	14082-09
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Fine Scissors
EAN	4251909504083



Finde 14082-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	17 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	12 mm		
Cuttingedge	8 mm		
Length	10 cm		
Serrated	No		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Angled to side		