



Eine feine Irisschere, am besten geeignet für die Mikrodissektion unter Vergrößerung.

Allgemein

Produktnummer	14084-08
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Fine Scissors MedTech Line Most Popular > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909504106



Finde 14084-08 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	11 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	15 mm		
Cuttingedge	10 mm		
Length	9 cm		
Serrated	No		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Straight		