



Bonn Vascular Scissors - Straight/Sharp-Ball Tip/9cm



Die kugelförmige Spitze verhindert eine Verletzung des darunterliegenden Gewebes.

Allgemein

Produktnummer	14086-09
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Fine Scissors
EAN	4251909504144



Finde 14086-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	13 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	15 mm		
Cuttingedge	10 mm		
Length	9 cm		
Feature	1.5 mm Ball Diameter		
Serrated	No		
Tips	Sharp/Ball tip		
Tipshape	Straight		