



Iris Scissors - Sandblasted/Curved/Sharp-Sharp/10.5cm



Aus martensitischem Edelstahl gefertigt, einer sehr harten Art von Stahlkristall, verbunden mit Molybdän und Vanadium. Molybdän ist ein Legierungsstoff, der für die Herstellung von extrem hartem Stahl mit besserer Korrosionsresistenz verwendet wird. Vanadium ist der Primärbestandteil von gehärtetem Kohlenstoffstahl.

Allgemein

Produktnummer	14095-11
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Fine Scissors
EAN	4251909504212



Finde 14095-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	21 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Bladelength	24 mm		
Cuttingedge	16 mm		
Length	10.5 cm		
Serrated	No		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Curved		